

# Signature Latex Essential

Sterile, puderfreie OP-Handschuhe aus Latex



- Hergestellt aus natürlichem Latex
  - **Achtung:** Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet. Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Exklusive Medline SH8 Handschuhform mit unabhängigem Daumendesign, für anatomische Passform und natürlichere Bewegung von Fingern, Daumen und Handfläche
- Dünner als die Signature Latex OP-Handschuhe, für verbesserte Tastempfindlichkeit
- Stulpe mit Rollrand verringert das Herunterrutschen

## Spezifikationen

- Qualität gemäß EN 455-1: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,23 mm
- Handschuhlänge: entspricht EN 455-2
- Farbe: Creme
- Griffbarkeit: untexturiert

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG5955	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5960	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5965	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5970	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5975	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5980	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5985	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5990	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

## Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemeinchirurgie

## Qualitätsrichtlinien

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



**Mehr erfahren.** Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Dieser Handschuh ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML572\_DE 07/2021