

Signature Latex Essential

Steriler, puderfreier OP-Handschuh aus Latex




- Hergestellt aus Naturkautschuklatex
 - » Achtung: Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet.
 - » Achtung: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann.
- Puderfreie OP-Handschuhe helfen, durch Puder hervorgerufene Hautirritationen und postoperative Komplikationen in Verbindung mit Granulomen zu reduzieren.
- Exklusive Medline SH8 Handschuhform mit unabhängigem Daumendesign, für anatomische Passform und natürlichere Bewegung von Fingern, Daumen und Handfläche.
- Standard OP-Handschuh mit hervorragender Tastsensibilität.
- E-Z-Glide-Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen der Handschuhe (gilt nicht für die Stulpe, um ein Herunterrollen zu verhindern).

Spezifikationen

Dicke:



Fertigstellung:



Griffigkeit:

Glatte Oberfläche für verbesserte Tastsensibilität

Farbe:



Vorteile und Eigenschaften



Ideal für die Allgemeinchirurgie



Einfaches Anziehen mit feuchten oder trockenen Händen dank der integrierten E-Z-Gleit-Polymerbeschichtung



Die Anti-Abroll-Technologie (ARC; Anti-Roll-Down Cuff) reduziert das Herunterrollen der Stulpe, das bei vielen OP-Handschuhen vorkommt



Recyclebare und abfallreduzierende Verpackung




Erhöhter Komfort durch verbessertes Design



Dieses Produkt ist aus Naturkautschuklatex hergestellt



Hervorragende Wahl als obere Schicht beim Tragen doppelter Handschuhe



Bestellinformationen

Artikelcode	Größe
MSG5955	5 ½
MSG5960	6
MSG5965	6 ½
MSG5970	7
MSG5975	7 ½
MSG5980	8
MSG5985	8 ½
MSG5990	9

50 Paare/Box, 200 Paare/Karton

Länge und Breite

Artikelcode	Länge	Breite
MSG5955	276 mm	69 mm
MSG5960	280 mm	78 mm
MSG5965	285 mm	79 mm
MSG5970	285 mm	89 mm
MSG5975	285 mm	93 mm
MSG5980	286 mm	101 mm
MSG5985	288 mm	107 mm
MSG5990	287 mm	108 mm


E-Z Glide

Die E-Z-Glide-Polymerbeschichtung verwendet eine Dreischicht-Herstellungstechnologie, einschließlich einer geschützten Beschichtung mit oberflächenaktivem Stoff, um ein einfaches Anziehen mit feuchten oder trockenen Händen zu gewährleisten.

Geschützte Beschichtung mit oberflächenaktivem Stoff¹



Vorschriften und Qualitätsstandards



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich

- Hersteller konform gemäß EN ISO 13485
- Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) (EU) 2016/425

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.

Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse IIa für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML572_DE 07/2023