

# Signature™ Latex Essential

Guantes quirúrgicos estériles de látex libres de polvo



- Fabricados con látex de caucho natural
  - » **Precaución:** No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en personas con sensibilidad al látex
  - » **Precaución:** Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- Los guantes libres de polvo ayudan a reducir la irritación de la piel relacionada con el polvo y las complicaciones postoperatorias asociadas con los granulomas
- Exclusivo molde de guante SH8 de Medline con un diseño de pulgar independiente que permite un ajuste anatómico y un movimiento más natural en los dedos, el pulgar y la palma
- Más finos que los guantes quirúrgicos de látex Signature™ para ofrecer una mayor sensibilidad táctil
- La tecnología de inmersión corta no se aplica al recubrimiento de polímero E-Z Glide cerca del puño, que evita que el puño se deslice

## Especificaciones

### Grosor:



### Acabado:



### Adherencia:

Acabado liso para mejorar la sensibilidad táctil

### Color:



## Ventajas y características



Ideal para cirugía general



Se puede poner sin esfuerzo con las manos húmedas o secas gracias al recubrimiento de polímero E-Z Glide incluido



Se evita que el puño se deslice (un problema común en muchos guantes) gracias a la tecnología de puño antideslizante



Envase reciclable que reduce los residuos



Mayor comodidad gracias a un diseño mejorado



Este producto está fabricado con látex de caucho natural



Excelente elección como guante exterior cuando se utiliza la técnica de doble guante



## Información sobre pedidos

Código de artículo	Tamaño
MSG5955	5 ½
MSG5960	6
MSG5965	6 ½
MSG5970	7
MSG5975	7 ½
MSG5980	8
MSG5985	8 ½
MSG5990	9

50 pares/dispensador, 200 pares/caja


## Largo y ancho

Código de artículo	Longitud	Ancho
MSG5955	276 mm	69 mm
MSG5960	280 mm	78 mm
MSG5965	285 mm	79 mm
MSG5970	285 mm	89 mm
MSG5975	285 mm	93 mm
MSG5980	286 mm	101 mm
MSG5985	288 mm	107 mm
MSG5990	287 mm	108 mm

## E-Z Glide


El recubrimiento de polímero E-Z Glide utiliza una tecnología de triple capa, que incluye un recubrimiento tensoactivo patentado, para garantizar una fácil colocación con las manos húmedas o secas.

Recubrimiento tensoactivo patentado<sup>1</sup>



Látex de caucho natural

## Normativas y normas de calidad



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

- Fabricante conforme a la norma EN ISO 13485
- Producto sanitario de clase IIa; conforme con la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios
- Equipo de protección individual Categoría III; conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual (EPI)

**Más información.** Póngase en contacto con su Account Manager o visítenos en: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)

Este guante es un producto sanitario de clase IIa estéril cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML572\_ES 09/2023