

# Signature Latex Essential

Gant de chirurgie stérile en latex, sans poudre



- Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel
  - **Précaution:** L'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie
  - **Précaution:** Ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
- Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume
- Plus fin que le gant Signature Latex pour améliorer la sensibilité tactile
- Manchette à bord roulé qui permet de réduire l'effet de glissement

## Caractéristiques

- Détection des trous par EN 455-1 : NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Aucun résidu d'accélérateurs
- Manchette : à bord roulé et conique afin d'éviter le glissement
- Epaisseur en bout de doigt : 0.21 mm
- Longueur: Conforme à EN 455-2
- Couleur : crème
- Surface : lisse

## Informations produit

Référence	Taille	Conditionnement
MSG5955	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5960	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5965	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5970	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5975	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5980	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5985	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5990	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

## Recommandation d'utilisation

- Chirurgie générale

## Réglementation et normes de qualité

- Conforme à la norme EN ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa ; conforme à la Directive relative aux Dispositifs Médicaux 93/42/CEE
- Équipement de Protection Individuelle de catégorie III ; conforme à la Réglementation (UE) relative aux EPI 2016/425



**En savoir plus.** Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML572\_FR 08/2021