

Signature™ Latex Essential

Gants de Chirurgie Stériles Latex Sans Poudre



- Fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel
 - » **Attention:** L'utilisation sûre de ces gants par ou sur des individus sensibles au latex n'a pas été établie
 - » **Attention:** Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques, voire un choc anaphylactique.
- Sans poudre, pour réduire les irritations de la peau et les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume
- Plus fins que les gants de chirurgie Signature™ latex pour améliorer la sensibilité tactile.
- La technologie Short-dip ne s'applique pas au revêtement interne en polymère E-Z Glide proche du bord de la manchette, ce qui permet de réduire l'enroulement de la manchette

Caractéristiques

Épaisseur :



Surface :



Grip :

Surface lisse pour une meilleure sensibilité tactile

Couleur :



Avantages et caractéristiques



Solution idéale pour la chirurgie générale



Enfilage facilité sur mains sèches ou mouillées grâce au revêtement en polymère synthétique E-Z Glide



Réduction de l'enroulement de la manchette (problème courant avec de nombreux gants), grâce à la technologie anti-roll-down



Emballage recyclable pour réduire les déchets



Plus de confort grâce à un design amélioré



Ce produit est fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel



Choix idéal de gant supérieur en double-gantage



Informations produit

Référence	Taille
MSG5955	5 ½
MSG5960	6
MSG5965	6 ½
MSG5970	7
MSG5975	7 ½
MSG5980	8
MSG5985	8 ½
MSG5990	9


50 paires/boîte, 200 paires/carton

Longueur et largeur


Référence	Longueur	Largeur
MSG5955	276 mm	69 mm
MSG5960	280 mm	78 mm
MSG5965	285 mm	79 mm
MSG5970	285 mm	89 mm
MSG5975	285 mm	93 mm
MSG5980	286 mm	101 mm
MSG5985	288 mm	107 mm
MSG5990	287 mm	108 mm

E-Z Glide

Le revêtement en polymère synthétique E-Z Glide utilise une technologie triple-couche, avec notamment un revêtement tensioactif breveté, pour garantir un enfilage facile sur mains mouillées ou sèches.



Réglementations et normes de qualité



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

- Fabricant certifié EN ISO 13485
- Dispositif médical stérile de classe IIa ; conforme à la Directive relative aux Dispositifs Médicaux 93/42/CEE
- Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III ; selon la Directive (UE)2016/425

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou visitez notre site Internet : www.medline.eu/fr

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa stérile destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquettes correspondants.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML572_FR 09/2023