

# Signature™ Latex Essential

## Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere



- Realizzato in lattice di gomma naturale
  - » **Attenzione:** L'uso sicuro di questi guanti da parte o su persone sensibili al lattice non è stato stabilito -
  - » **Attenzione:** Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche, compresa quella anafilattica.
- I guanti chirurgici depolverati aiutano a contenere le irritazioni della cute legate alla presenza di polvere, ed a ridurre le complicazioni post-operatorie associate a granulomi.
- Stampo esclusivo del guanto SH8 di Medline che prevede un design indipendente del pollice garantendo una vestibilità anatomica e un movimento più naturale della mano.
- Più sottile dei guanti chirurgici Signature™ Latex per una maggiore sensibilità tattile
- La tecnologia Short-dip non si applica al rivestimento polimerico E-Z Glide vicino al polsino, il che aiuta a prevenire l'arrotolamento del polsino

### Specifiche

#### Spessore:



#### Fine



#### Colore



#### Presa:

Finitura liscia (trattata per garantire la presa) per una maggiore sensibilità tattile

### Vantaggi e caratteristiche:



Ideale per la chirurgia generale



La vestizione senza sforzo con mani umide o asciutte è possibile grazie al rivestimento polimerico E-Z Glide incluso



L'arrotolamento del polsino (problema comune a molti guanti) è ridotto grazie alla tecnologia anti-roll-down cuff (ARC)



Imballaggi riciclabili che riducono i rifiuti e l'impatto sull'ambiente



Maggiore comfort grazie al design migliorato



Questo prodotto è fabbricato con lattice di gomma naturale



Scelta eccellente come guanto esterno quando si utilizza la tecnica con il doppio guanto



## Informazioni per gli Ordini

Codice articolo	Taglia
MSG5955	5 ½
MSG5960	6
MSG5965	6 ½
MSG5970	7
MSG5975	7 ½
MSG5980	8
MSG5985	8 ½
MSG5990	9

50 paia/scatola, 200 paia/confezione

## Lunghezza e larghezza

Codice articolo	Lunghezza	Larghezza:
MSG5955	276 mm	69 mm
MSG5960	280 mm	78 mm
MSG5965	285 mm	79 mm
MSG5970	285 mm	89 mm
MSG5975	285 mm	93 mm
MSG5980	286 mm	101 mm
MSG5985	288 mm	107 mm
MSG5990	287 mm	108 mm


## Il rivestimento polimerico E-Z Glide

E-Z Glide utilizza una tecnologia a triplo strato, compreso un rivestimento proprietario di tensioattivi, per garantire una facile vestizione con mani umide o asciutte.

Rivestimento tensioattivo proprietario<sup>1</sup>



## Normative e standard di qualità



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

- Produttore conforme EN ISO 13485
- Dispositivo medico sterile di classe IIa; conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE
- Dispositivo di protezione individuale di categoria III; conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425

**Per saperne di più** contatta il nostro referente commerciale di zona o visita il nostro sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML572\_IT 09/2023