

Signature™ Latex Essential

Steriele latex poedervrije chirurgische handschoenen



- Gemaakt van natuurrubberlatex
 - » **Voorzichtig:** Veilig gebruik van deze handschoenen bij personen gevoelig of allergisch voor latex is niet vastgesteld
 - » **Voorzichtig:** Dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylactische shock
- Poedervrij, om te helpen poedergelateerde huidirritatie tegen te gaan, evenals complicaties na operaties door granulomen
- Exclusieve Medline SH8 handmal met aparte duim biedt een anatomische pasvorm en meer natuurlijke bewegingsvrijheid voor de vingers, duim en palm
- Dunner dan Signature™ Latex Chirurgische Handschoenen voor betere tastgevoeligheid
- Short-dip technologie zorgt ervoor dat er geen E-Z Glide polymeercoating bij het manchet zit, om oprollen te voorkomen

Specificaties

Dikte:



Afwerking:



Grip:

Gladdere afwerking voor meer tastgevoeligheid

Kleur:



Voordelen en eigenschappen



Ideaal voor algemene chirurgie



Moeiteloos aantrekken met vochtige of droge handen, dankzij de E-Z Glide polymeercoating



Het afrollen van de manchet (een veel voorkomend probleem bij veel handschoenen) wordt verminderd dankzij de anti-roll-down manchettechnologie (ARC)



Recycleerbare en afvalverminderende verpakking



Meer comfort dankzij verbeterd ontwerp



Dit product is gemaakt met natuurrubberlatex



Uitstekende keuze als bovenhandschoen bij twee paar handschoenen



Bestelinformatie

Artikelnummer	Maat
MSG5955	5 ½
MSG5960	6
MSG5965	6 ½
MSG5970	7
MSG5975	7 ½
MSG5980	8
MSG5985	8 ½
MSG5990	9

50 paar/doos, 200 paar/omdoos


Lengte en breedte

Artikelnummer	Lengte	Breedte
MSG5955	276 mm	69 mm
MSG5960	280 mm	78 mm
MSG5965	285 mm	79 mm
MSG5970	285 mm	89 mm
MSG5975	285 mm	93 mm
MSG5980	286 mm	101 mm
MSG5985	288 mm	107 mm
MSG5990	287 mm	108 mm


E-Z Glide

E-Z Glide polymeercoating bestaat uit drie lagen, inclusief een gepatenteerde oppervlakteactieve coating, om aantrekken met droge en vochtige handen makkelijk te maken.

Gepatenteerde oppervlakteactieve coating¹



Regelgeving en kwaliteitsnormen



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

- Fabrikant voldoet aan EN ISO 13485
- Klasse IIa medisch hulpmiddel; in overeenstemming met Medische Hulpmiddel Richtlijn 93/42/EEC
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen; in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425

Voor meer informatie: Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website : www.medline.eu/nl

Deze handschoen is een klasse IIa steriel hulpmiddel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML572_NL 09/2023