

Signature Latex Essential

Luvas cirúrgicas de látex sem pó e estéreis



- Feitas de látex de borracha natural
 - » Atenção: A utilização segura destas luvas por ou em indivíduos com sensibilidade ao látex não foi estabelecida
 - » Atenção: Este produto contém látex de borracha natural que podem provocar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas.
- Sem pó para ajudar a reduzir a irritação da pele relacionada com o pó e as complicações pós-operatórias associadas aos granulomas.
- Molde de luva SH8 exclusivo da Medline com design de polegar independente que proporciona um ajuste anatómico e um movimento mais natural dos dedos, polegar e palma
- Mais finas do que as Luvas Cirúrgicas de Látex Signature para uma sensibilidade tátil melhorada
- A tecnologia «short-dip» não se aplica ao revestimento de polímero E-Z Glide junto ao punho que ajuda a reduzir o descair do punho.

Especificações

Espessura:



Acabamento:



Aderência:

Acabamento macio para uma maior sensibilidade tátil

Cor:



Vantagens e funcionalidades



Ideal para cirurgia geral



Facilidade em calçar as luvas com as mãos húmidas ou secas graças ao revestimento de polímero E-Z Glide.



Reduz-se o descair do punho (problema comum de muitas luvas) graças à tecnologia «anti-roll-down cuff» (ARC)



Embalagem reciclável e que minimiza os resíduos



Conforto reforçado graças ao design melhorado



Este produto é feito com látex de borracha natural



Escolha excelente como luva exterior se calçar dois pares de luvas



Informações de encomenda

Código do artigo	Tamanho
MSG5955	5 ½
MSG5960	6
MSG5965	6 ½
MSG5970	7
MSG5975	7 ½
MSG5980	8
MSG5985	8 ½
MSG5990	9

50 pares/embalagem, 200 pares/caixa


Comprimento e largura

Código do artigo	Comprimento	Largura
MSG5955	276 mm	69 mm
MSG5960	280 mm	78 mm
MSG5965	285 mm	79 mm
MSG5970	285 mm	89 mm
MSG5975	285 mm	93 mm
MSG5980	286 mm	101 mm
MSG5985	288 mm	107 mm
MSG5990	287 mm	108 mm


E-Z Glide

Revestimento de polímero E-Z Glide que usa tecnologia de três camadas, incluindo um revestimento tensioativo proprietário, para garantir facilidade ao calçar as luvas com as mãos húmidas ou secas.

Revestimento tensioativo proprietário¹



Regulamentos e normas de qualidade



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França

- Fabricante em conformidade com a EN ISO 13485
- Dispositivo médico Classe IIa; em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual

Saiba mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt

Esta luva é um dispositivo médico classe IIa, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML572_PT 05/2022