

# Signature Latex Green mit Aloe Vera

Sterile und puderfreie OP-Handschuhe aus Latex



- Hergestellt aus natürlichem Latex
  - **Achtung:** Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet. Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann.
- Feuchtigkeitsspendende Aloetouch®-Technologie
  - Die weltweit erste Pflege-Technologie für OP-Handschuhe
  - Innenseite mit 100 % reinem, gefriergetrocknetem Aloe Vera-Gel
  - Feuchtigkeitsspendende Eigenschaften für die Haut klinisch nachgewiesen
  - Hilft beim Anlegen und spendet den Händen Feuchtigkeit
- Puderfrei, mit einem synthetischen Polymer beschichtet, erleichtert das Anlegen bei feuchten Händen
- Dunkelgrüne Färbung ermöglicht das schnelle Erkennen von Perforationen im äußeren Handschuh

## Spezifikationen

- Qualität gemäß EN 455-1: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: Anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,19 mm
- Handschuhlänge: Entspricht EN 455-2
- Farbe: Grün
- Griffigkeit: untexturiert

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG5555	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5560	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5565	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5570	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5575	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5580	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5585	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5590	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

## Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Ideal für den Einsatz von Doppelhandschuhen bei Eingriffen in der Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und bei Hochrisiko-Eingriffen

## Qualitätsrichtlinien

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



**Mehr erfahren.** Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



Dieser Handschuh ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML575\_DE 08/2021