

Signature Latex Green con Aloe Vera

Guante quirúrgico estéril de látex sin polvo



- Fabricado con látex de caucho natural
 - **Precaución:** No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en individuos sensibilizados al látex
 - **Precaución:** Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- **Tecnología hidratante Aloetouch®**
 - Primera tecnología de guantes médicos terapéuticos del mundo
 - Clínicamente ensayados para hidratar la piel
 - Contiene gel de aloe vera liofilizado 100% puro en el revestimiento interior
 - Facilita el calzado además de hidratar sus manos
- Guantes sin polvo con revestimiento interno de polímero sintético para facilitar el calzado aún con las manos húmedas
- El color verde oscuro permite la detección rápida de perforaciones en el guante exterior

Especificaciones

- Ausencia de agujeros según EN 455-1: AQL 0,65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores
- Diseño del Puño: anatómico y con reborde para evitar rodar hacia abajo
- Grosor en Dedos: 0,19 mm
- Longitud del guante: por la EN455-2 (talla 7.5) 291mm
- Color: verde
- Textura: suave

Información sobre pedidos

| Referencia | Tamaño | Envasado |
|------------|--------|--------------------------------------|
| MSG5555 | 5 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |
| MSG5560 | 6 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |
| MSG5565 | 6 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |
| MSG5570 | 7 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |
| MSG5575 | 7 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |
| MSG5580 | 8 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |
| MSG5585 | 8 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |
| MSG5590 | 9 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caja |

Recomendado para el uso en

- Ideal para utilizar con técnica de doble enguanto en procedimiento cardíacos, traumatológicos, ortopédicos y de alto riesgo

Normativas y normas de calidad

- Fábrica conforme a la norma EN ISO 13485
- Producto sanitario de clase IIa; conforme con la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios
- Equipo de protección individual Categoría III; conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Este guante es un producto sanitario de clase IIa destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML575_ES 08/2023