

Signature Latex Green avec Aloe Vera

Sous-Gant de chirurgie stérile en latex, sans poudre



- Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel
 - **Précaution:** L'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie
 - **Précaution:** Ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
- **Technologie Hydratante Aloetouch®**
 - La première technologie thérapeutique au monde sur les gants de chirurgie avec une hydratation de la peau (cliniquement prouvée)
 - Contient du gel lyophilisé d'aloé vera 100% pur sur la surface interne du gant
 - Facilite l'enfilage du gant en plus d'hydrater la peau
- Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Sa couleur vert foncé permet de détecter rapidement les micro-perforations sur le gant externe

Especificaciones

- Détection des trous par EN 455-1 : NQA 0,65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Aucun résidu d'accélérateurs
- Manchette : à bord roulé et conique afin d'éviter le glissement
- Epaisseur en bout de doigt 0,19 mm
- Longueur: (selon EN455-2; taille 7.5) : 291mm
- Couleur: vert
- Surface: lisse

Información sobre pedidos

Référence	Taille	Conditionnement
MSG5555	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5560	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5565	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5570	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5575	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5580	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5585	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5590	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Recommandation d'utilisation

- Idéal pour le double gantage lors d'interventions en cardiologie, traumatologie, orthopédie et à hauts risques

Réglementation et normes de qualité

- Conforme à la norme EN ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa ; conforme à la Directive relative aux Dispositifs Médicaux 93/42/CEE
- Équipement de Protection Individuelle de catégorie III ; conforme à la Réglementation (UE) relative aux EPI 2016/425



En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site www.medline.eu/fr



Ce gant est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML575_FR 08/2023