

Signature Latex Green con Aloe Vera

Guanto chirurgico sterile latex free



- Composto da lattice di gomma naturale
 - **Attenzione:** L'utilizzo sicuro di questi guanti non è stato definito su persone già sensibilizzate al lattice
 - **Attenzione:** Il prodotto contiene lattice di gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico
- Tecnologia Aloetouch® idratante
 - Il primo guanto al mondo con funzione terapeutica, clinicamente testato per l'idratazione della cute
 - Contiene il 100% di gel di aloe vera ricongelato e liofilizzato sulla superficie interna
 - Agevola la calzatura oltre che idratare le tue mani
- Depolverato e rivestito internamente con polimero sintetico che aiuta in fase di calzatura. Il bordo del polsino riduce l'arrotolamento
- Colore verde scuro per facilitare l'individuazione di perforazioni sulla superficie esterna del guanto

Specifiche

- Assenza di fori secondo la EN 455-1 con un AQL 0,65
- Rivestimento in polimero sintetico
- Stampino con forma anatomica
- No residui di acceleratori
- Design del polsino: arrotolato e bordato per evitare arrotolamento
- Spessore al dito: 0,19 mm
- Lunghezza guanto in accordo alla EN 455-2
- Colore: verde
- Grip: liscio

Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MSG5555	5 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG5560	6	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG5565	6 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG5570	7	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG5575	7 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG5580	8	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG5585	8 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG5590	9	50 paia/scatola, 200 paia/confezione

Raccomandato per l'utilizzo in

- Ideale come sottoguanto nella chirurgia cardiaca, traumatologica, ortopedica e nelle procedure ad alto rischio

Norme e standard di qualità

- Produttore conforme EN ISO 13485
- Dispositivo medico di classe IIa; conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE
- Dispositivo di protezione individuale di categoria III; conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it



Il guanto è un dispositivo medico di classe IIa destinato all'utilizzo di professionisti sanitari.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML575_IT 08/2021