

Signature Latex Green met Aloe Vera

Steriele en poedervrije latex chirurgische handschoenen



- Formule met natuurrubberlatex
 - **Let op:** Veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld
 - **Let op:** Dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
- **Aloetouch® Moisturising Technologie**
 - 's Werelds eerste therapeutische chirurgische handschoenen technologie
 - klinisch bewezen dat de huid wordt gehydrateerd
 - Bevat 100% pure gevriesdroogde aloë vera gel aan de binnenzijde
 - Vergemakkelijkt het aantrekken en hydrateert de handen
- Poedervrij en met coating van een synthetisch polymeer om het aantrekken bij vochtige handen makkelijker te maken
- Door de donkergroene kleur vallen gaatjes in de buitenste handschoen extra snel op

Specificaties

- Afwezigheid van gaten per EN 455-1: AQL 0,65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu van versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopend en gerold
- Vingertop: 0,19 mm
- Handschoenlengte: (per EN 445-2, maat 7.5): 291 mm
- Kleur: donker groen
- Textuur: glad

Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG5555	5 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5560	6	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5565	6 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5570	7	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5575	7 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5580	8	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5585	8 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5590	9	50 paar/doos, 200 paar/omdoos

Aanbevolen voor gebruik in

- Ideaal bij het dragen van twee paar handschoenen bij hart, trauma, ortho en hoogrisico ingrepen

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- In overeenstemming met EN ISO 13485
- Klasse IIa medisch hulpmiddel; in overeenstemming met Medische Hulpmiddel Richtlijn 93/42/EEC
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen; in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425



Voor meer informatie: Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl