

Signature Latex Green met Aloe Vera

Steriele en poedervrije latex chirurgische handschoenen



- Formule met natuurrubberlatex
 - **Let op:** Veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld
 - **Let op:** Dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
- Aloetouch® Moisturising Technologie
 - 's Werelds eerste therapeutische chirurgische handschoen technologie
 - klinisch bewezen dat de huid wordt gehydrateerd
 - Bevat 100% pure gevriesdroogde aloë vera gel aan de binnenzijde
 - Vergemakkelijkt het aantrekken en hydrateert de handen
- Poedervrij en met coating van een synthetisch polymeer om het aantrekken bij vochtige handen makkelijker te maken
- Door de donkergroene kleur vallen gaatjes in de buitenste handschoen extra snel op

Specificaties

- Afwezigheid van gaten per EN 455-1: AQL 0,65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu van versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopend en gerold
- Vingertop: 0,19 mm
- Handschoenlengte conform EN 455-2
- Kleur: groen
- Grip: glad

Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG5555	5 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5560	6	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5565	6 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5570	7	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5575	7 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5580	8	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5585	8 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5590	9	50 paar/doos, 200 paar/omdoos

Aanbevolen voor gebruik in

- Ideaal bij het dragen van twee paar handschoenen bij hart, trauma, ortho en hoogrisico ingrepen

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- In overeenstemming met EN ISO 13485
- Klasse IIa medisch hulpmiddel; in overeenstemming met Medische Hulpmiddel Richtlijn 93/42/EEC
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen; in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425



Voor meer informatie: Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Deze handschoen is een klasse IIa medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML575_NL 07/2021