

# Signature Latex Green com Aloe Vera

Luvas cirúrgicas de látex sem pó esterilizadas



- Feitas de látex de borracha natural
  - **Atenção:** Não foi possível determinar se estas luvas podem ser usadas por indivíduos com sensibilidade ao látex
  - **Atenção:** Este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas
- Aloetouch® Tecnologia hidratante
  - A primeira tecnologia de luvas médicas terapêuticas a nível mundial
  - Clinicamente comprovada para hidratar a pele
  - Contém gel de aloé vera liofilizado 100 % puro na superfície interna
  - Ajuda tanto a calçar as luvas como a hidratar as mãos
- Não contém pó e estão revestidas com um polímero sintético para que seja mais fácil usá-las se tiver as mãos húmidas.
- O verde escuro permite uma deteção rápida de perfurações na luva exterior

## Especificações

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN 455-1: AQL 0,65
- Revestimento de polímero sintético
- Desenho do molde anatómico
- Sem resíduos de aceleradores
- Desenho do punho: cónico com rebordo para reduzir o deslizamento
- Espessura da ponta dos dedos: 0,19 mm
- Comprimento das luvas: em conformidade com a norma EN 455-2
- Color: verde
- Textura suave

## Informações de encomenda

Referência	Tamanho	Embalagem
MSG5555	5 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG5560	6	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG5565	6 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG5570	7	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG5575	7 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG5580	8	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG5585	8 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG5590	9	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa

## Utilização recomendada em

- Ideal para par de luvas duplas em procedimentos cardíacos, traumatologia, ortopedia e de elevado risco

## Regulamentos e normas de qualidade

- Conformidade EN ISO 13485 de fábrica
- Dispositivo médico Classe IIa; em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Esta luva é um dispositivo médico classe IIa, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde.  
Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML575\_PT 08/2021

**Fique a saber mais.** Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)