

Signature Latex Green com Aloe Vera

Luvas cirúrgicas de látex sem pó esterilizadas



- Feitas de látex de borracha natural
- **Atenção:** Não foi possível determinar se estas luvas podem ser usadas por indivíduos com sensibilidade ao látex
- **Atenção:** Este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas
- **Aloetouch® Tecnologia hidratante**
 - A primeira tecnologia de luvas médicas terapêuticas a nível mundial
 - Clinicamente comprovada para hidratar a pele
 - Contém gel de aloé vera liofilizado 100 % puro na superfície interna
 - Ajuda tanto a calçar as luvas como a hidratar as mãos
- Não contêm pó e estão revestidas com um polímero sintético para que seja mais fácil usá-las se tiver as mãos húmidas.
- O verde escuro permite uma deteção rápida de perfurações na luva exterior

Especificações

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN 455-1: AQL 0,65
- Revestimento de polímero sintético
- Desenho do molde anatómico
- Sem resíduos de aceleradores
- Desenho do punho: cónico com rebordo para reduzir o deslizamento
- Espessura da ponta dos dedos: 0,19 mm
- Comprimento das luvas: (de acordo com a norma EN455-2; tamanho 7.5): 291 mm
- Color: verde
- Textura: suave

Informações de encomenda

| Referência | Tamanho | Embalagem |
|------------|---------|---------------------------------------|
| MSG5555 | 5 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |
| MSG5560 | 6 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |
| MSG5565 | 6 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |
| MSG5570 | 7 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |
| MSG5575 | 7 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |
| MSG5580 | 8 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |
| MSG5585 | 8 ½ | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |
| MSG5590 | 9 | 50 pares/dispensador, 200 pares/caixa |

Utilização recomendada em

- Ideal para par de luvas duplas em procedimentos cardíacos, traumatologia, ortopedia e de elevado risco

Regulamentos e normas de qualidade

- Conformidade EN ISO 13485 de fábrica
- Dispositivo médico Classe IIa; em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual



Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt



Esta luva é um dispositivo médico classe IIa, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde.

Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML575_PT 08/2023