

Signature Latex

Sterile, puderfreie OP-Handschuhe aus Latex



- Hergestellt aus natürlichem Latex
 - **Achtung:** Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet
 - **Achtung:** Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Exklusive Medline SH8 Handschuhform mit unabhängigem Daumendesign, für anatomische Passform und natürlichere Bewegung von Fingern, Daumen und Handfläche
- Konisches Stulpdesign mit Rollrand, um das Herunterrollen zu verhindern

Spezifikationen

- Frei von Löchern gemäß EN455-1: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: Anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Dicke an der Fingerspitze: 0,22 mm
- Handschuhlänge: 294 mm
- Farbe: Hellbraun
- Texturierung: Glatt

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG5455	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5460	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5465	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5470	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5475	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5480	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5485	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5490	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemein Chirurgie

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Dieser Handschuh ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML571_DE 06/2021



Mehr erfahren. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu.