

Signature Latex

Guante quirúrgico estéril de látex sin polvo



- Fabricado con látex de caucho natural
 - **Precaución:** No se ha establecido el uso seguro de estos guantes en individuos sensibilizados a el látex
 - **Precaución:** Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas alergias anafilácticas
- La ausencia de polvo ayuda a reducir las irritaciones de la piel asociadas al polvo y complicaciones postoperatorias con granulomas
- El exclusivo molde de guantes quirúrgicos de Medline SH8 cuenta con un diseño de pulgar independiente que permite un ajuste anatómico y un movimiento más natural en los dedos, el pulgar y la palma de la mano
- Anatómico y con reborde especial que impide que el guante ruede hacia la palma

Especificaciones

- Ausencia de agujeros según EN455-1: AQL 0.65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores químicos
- Grosor en dedos: 0,22 mm
- Longitud: 294 mm
- Color: beige
- Textura: suave

Información sobre pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MSG5455	5 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5460	6	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5465	6 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5470	7	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5475	7 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5480	8	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5485	8 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5490	9	50 pares/caja, 200 pares/envase

Recomendado su uso en

- Cirugía general

Regulaciones y estándares de calidad

- De conformidad con ISO 13485
- Producto Sanitario Clase IIa; de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios
- Equipo de Protección Individual de Categoría III; de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



Este guante es un producto sanitario de clase IIa estéril indicado para ser usado por un profesional sanitario. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML571_ES 01/2021



Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visístenos en: es.medline.eu