

Signature Latex

Gant de chirurgie stérile en latex, sans poudre



- Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel
 - **Précaution:** L'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie
 - **Précaution:** Ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
- Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume
- Manchette conique, texturée et à bords roulés pour empêcher le glissement

Caractéristiques

- Détection des trous par EN455-1 : NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Aucun résidu d'accélérateurs
- Epaisseur en bout de doigt : 0,22 mm
- Longueur : 294 mm
- Couleur : marron clair
- Texture : lisse

Informations produit

Code article	Taille	Conditionnement
MSG5455	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5460	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5465	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5470	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5475	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5480	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5485	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5490	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Recommandé dans les services

- Chirurgie générale

Réglementations et normes de qualité

- Certifié ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa stérile selon la Directive (EU) 2017/745
- Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/425



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa stérile destiné aux professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML571_FR 02/2021

En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site fr.medline.eu