

# Signature Latex

Guanto chirurgico in lattice sterile depolverato



- Composto da lattice di gomma naturale
  - **Attenzione:** L'utilizzo sicuro di questi guanti non è stato definito su persone già sensibilizzate al lattice
  - **Attenzione:** Il prodotto contiene lattice di gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico
- L'assenza di polvere riduce le complicanze legate all'irritazione cutanea e complicazioni post operatorie associate a granulomi
- L'esclusivo stampino Medline con il pollice indipendente consente una tenuta anatomica e movimenti delle dita e del palmo più naturali
- Il design con bordino in rilievo, affusolato e testurizzato riduce l'arrotolamento del polsino

## Specifiche

- Assenza di fori secondo la EN455-1 con un AQL 0,65
- Rivestimento in polimero sintetico
- Stampino con forma anatomica
- No residui di acceleratori
- Spessore al dito: 0,22 mm
- Lunghezza: 294 mm
- Colore: marrone chiaro
- Grip: liscio

## Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MSG5455	5 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5460	6	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5465	6 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5470	7	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5475	7 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5480	8	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5485	8 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5490	9	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione

## Raccomandato per l'utilizzo in

- Chirurgia generale

## Norme e standard di qualità

- Conforme alla ISO13485
- Dispositivo Medico di classe IIa: conforme al Regolamento sui Dispositivi Medici (EU) 2017/745
- Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria, conforme al Regolamento sui DPI (EU) 2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: [it.medline.eu](http://it.medline.eu)



Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Il guanto è un dispositivo medico di classe IIa sterile destinato all'utilizzo di professionisti sanitari.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML571\_IT 02/2021