

Signature Latex

Steriele en poedervrije latex chirurgische handschoenen



- Gemaakt van natuurrubberlatex
 - **Let op:** Veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld
 - **Let op:** Dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
- Poedervrij ontwerp helpt om huidirritatie door poeder, en postoperatieve complicaties die geassocieerd worden met granulomen te voorkomen
- Exclusieve Medline SH8 handschoenmal met aparte duim zorgt voor een anatomische pasvorm en meer natuurlijke beweging in de vingers, duim en handpalm
- Parelend, taps toelopend en getextureerd manchet ontwerp vermindert afrollen

Specificaties

- Afwezigheid van gaten per EN455-1: AQL 0.65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu van versnellers
- Vingertop dikte: 0,22 mm
- Lengte: 294 mm
- Kleur: lichtbruin
- Grip: glad

Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG5455	5 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5460	6	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5465	6 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5470	7	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5475	7 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5480	8	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5485	8 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5490	9	50 paar/doos, 200 paar/omdoos

Aanbevolen voor gebruik bij

- Algemene chirurgie

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- EN ISO 13485 conform
- Steriel medisch hulpmiddel van klasse IIa; voldoet aan de Medical Device Regulation (EU) 2017/745
- Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III; in overeenstemming met PPE-regulatie (EU) 2016/425



Deze handschoen is een steriel medisch hulpmiddel van klasse IIa, bestemd om te worden gebruikt door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML571_NL 07/2021



Meer informatie. Neem contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: nl.medline.eu