

Signature Latex

Luvras cirúrgicas de látex sem pó esterilizadas



- Feitas de látex de borracha natural
 - **Atenção:** Não foi possível determinar se estas luvas podem ser usadas por indivíduos com sensibilidade ao látex
 - **Atenção:** Este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas
- O facto de não terem pó ajuda a reduzir a irritação cutânea relacionada com o pó e complicações pós-operatórias associadas a granulomas
- O molde exclusivo das luvas Medline SH8 com polegar independente permite um ajuste anatómico e um movimento mais natural dos dedos, do polegar e da palma da mão
- Punho frisado, cônico e texturizado para evitar rodar

Especificações

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN455-1: AQL 0,65
- Revestimento de polímero sintético
- Desenho do molde anatómico
- Sem resíduos de aceleradores
- Espessura dos dedos: 0,22 mm
- Comprimento: 294 mm
- Color: castanho claro
- Textura: suave

Informações de encomenda

Referência	Tamanho	Embalagem
MSG5455	5 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5460	6	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5465	6 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5470	7	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5475	7 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5480	8	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5485	8 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5490	9	50 pares/caixa, 200 pares/emb.

Utilização recomendada em

- Cirurgia geral

Regulamentos e normas de qualidade

- Em conformidade com ISO 13485
- Dispositivo médico estéril de Classe IIa; em conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745
- Equipamento de proteção individual Categoria III, em conformidade com o Regulamento PPE (UE) 2016/425



Esta luva é um dispositivo médico de classe IIa estéril, destinado ao uso por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML571_PT 08/2021

Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt