



# SIGNATURE LATEX MICRO

## STERIELE & POEDERVRIJE LATEX CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

- Formule met natuurrubberlatex
  - **Let op:** veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld
  - **Let op:** dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
- Poedervrij ontwerp helpt om huidirritatie door poeder en postoperatieve complicaties die geassocieerd worden met granulomen te voorkomen
- Exclusieve Medline SH8 handschoenmal met aparte duim zorgt voor een anatomische pasvorm en meer natuurlijke beweging in de vingers, duim en handpalm
- Dunner dan Signature Latex Essential chirurgische handschoen voor verbeterde tastgevoeligheid
- Uitstekende keuze als buitenste handschoen bij het dragen van twee paar handschoenen

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG5855	5 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5860	6	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5865	6 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5870	7	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5875	7 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5880	8	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5885	8 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5890	9	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos

### Aangeraden voor gebruik bij:

Algemene, neuro-, vasculaire, plastische & oogchirurgie

### Voorschriften en kwaliteitsnormen:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 13485
- Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC - Klasse IIA
- Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEC - Categorie III

### SPECIFICATIES:

- Afwezigheid van gaten per EN 455: AQL 0.65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu van versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopend en gerold
- Vingertop dikte: 0.20mm
- Handschoenlengte conform EN 455-2:2015
- Kleur: Lichtbruin
- Grip: glad



Om meer over onze producten te weten te komen, neem contact op met uw medline vertegenwoordiger of kijk op [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)