

# Signature Latex Micro

Sterile, puderfreie OP-Handschuhe aus Latex



- Hergestellt aus natürlichem Latex
  - **Achtung:** Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet
  - **Achtung:** Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Exklusive Medline SH8 Handschuhform mit unabhängigem Daumendesign, für anatomische Passform und natürlichere Bewegung von Fingern, Daumen und Handfläche
- Dünner als die Signature Latex OP-Handschuhe, für verbesserte Tastempfindlichkeit
- Hervorragende Wahl als äußerer Handschuh bei Verwendung von Doppelhandschuhen

## Spezifikationen

- Frei von Löchern gemäß EN455-1: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Konisches Stulpendesign mit Rollrand, um das Herunterrollen zu verhindern
- Dicke an der Fingerspitze: 0,20 mm
- Handschuhlänge: 292 mm
- Farbe: Hellbraun
- Texturierung: Glatt

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG5855	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5860	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5865	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5870	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5875	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5880	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5885	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5890	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

## Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemeinchirurgie, Neuro- und Gefäßchirurgie, plastische Chirurgie und Augen Chirurgie

## Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425



**Mehr erfahren.** Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [de.medline.eu](http://de.medline.eu).



Dieser Handschuh ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML574\_DE 06/2021