

Signature Latex Micro

Guante quirúrgico estéril de látex sin polvo



- Fabricado con látex de caucho natural
 - **Precaución:** No se ha establecido el uso seguro de estos guantes en individuos sensibilizados al látex
 - **Precaución:** Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas alergias anafilácticas
- La ausencia de polvo ayuda a reducir las irritaciones de la piel asociadas al polvo y complicaciones postoperatorias con granulomas
- El exclusivo molde de guantes quirúrgicos de Medline SH8 cuenta con un diseño de pulgar independiente que permite un ajuste anatómico y un movimiento más natural en los dedos, el pulgar y la palma de la mano
- Más fino que el guante quirúrgico Signature Latex Essential para aumentar la sensibilidad táctil
- Puño anatómico y con reborde para evitar que ruede hacia abajo

Especificaciones

- Ausencia de agujeros según EN455-1: AQL 0.65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Diseño del puño: anatómico y con reborde especial que impide que el guante ruede hacia la palma
- Grosor en dedos: 0,20 mm
- Longitud: (per EN 455-2, talla 7.5): 286 mm
- Color: beige
- Textura: suave

Información sobre pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MSG5855	5 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5860	6	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5865	6 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5870	7	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5875	7 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5880	8	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5885	8 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG5890	9	50 pares/caja, 200 pares/envase

Recomendado su uso en

- Cirugía general, neurocirugía, cirugía vascular y cirugía ocular


Regulaciones y estándares de calidad

- De conformidad con ISO 13485
- Producto Sanitario Clase IIa; de conformidad con el Reglamento 93/42/EEC de productos sanitarios
- Equipo de Protección Individual de Categoría III; de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



Este guante es un producto sanitario de clase IIa estéril indicado para ser usado por un profesional sanitario. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML574_ES 02/2024



Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es