

Signature Latex Micro

Gant de chirurgie stérile en latex, sans poudre



- Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel
 - **Précaution:** L'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie
 - **Précaution:** Ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
- Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume
- Plus fin que le gant Signature Latex Essential pour améliorer la sensibilité tactile
- Option idéale comme gant externe lors du double gantage avec un sous-gant Signature Latex Green

Caractéristiques

- Détection des trous par EN455-1 : NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Manchette : bords roulés, conique et texturée pour réduire le glissement
- Epaisseur en bout de doigt : 0,18 mm
- Longueur : (per EN 455-2, taille 7.5): 286 mm
- Couleur: marron clair
- Texture : lisse

Informations produit


Code article	Taille	Conditionnement
MSG5855	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5860	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5865	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5870	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5875	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5880	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5885	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5890	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Recommandé dans les services

- Chirurgie Générale, Neurologique, Vasculaire, Plastique et Ophtalmologique

Réglementations et normes de qualité

- Certifié ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa selon la Médical Device Directive 93/42/EEC
- Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/425



En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site www.medline.eu/fr

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa stérile destiné aux professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML574_FR 02/2024