

Signature Latex Micro

Gant de chirurgie stérile en latex, sans poudre



- Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel
 - **Précaution:** L'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie
 - **Précaution:** Ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
- Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume
- Plus fin que le gant Signature Latex Essential pour améliorer la sensibilité tactile
- Option idéale comme gant externe lors du double gantage avec un sous-gant Signature Latex Green

Caractéristiques

- Détection des trous par EN455-1 : NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Aucun résidus d'accélérateurs
- Manchette : bords roulés, conique et texturée pour réduire le glissement
- Epaisseur en bout de doigt : 0,18 mm
- Longueur : 292 mm
- Couleur : marron clair
- Texture : lisse

Informations produit

Code article	Taille	Conditionnement
MSG5855	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5860	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5865	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5870	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5875	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5880	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5885	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5890	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Recommandé dans les services

- Chirurgie Générale, Neurologique, Vasculaire, Plastique et Ophtalmologique

Réglementations et normes de qualité

- Certifié ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa stérile selon la Directive (EU) 2017/745
- Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/425



En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site fr.medline.eu



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa stérile destiné aux professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML574_FR 03/2021