

Signature Latex Micro

Guanto chirurgico in lattice depolverato sterile



- Composto da lattice di gomma naturale
 - **Attenzione:** L'utilizzo sicuro di questi guanti non è stato definito su persone già sensibilizzate al lattice
 - **Attenzione:** Il prodotto contiene lattice di gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico
- L'assenza di polvere riduce le complicanze legate all'irritazione cutanea e complicazioni post operatorie associate a granulomi
- L'esclusivo stampino Medline con il pollice indipendente consente una tenuta anatomica e movimenti delle dita e del palmo più naturali
- Più sottili del Signature Latex Essential grazie ad una sensibilità tattile ottimizzata
- Scelta eccellente come guanto esterno nella tecnica del doppio guanto

Specifiche

- Assenza di fori secondo la EN455-1 con un AQL 0,65
- Rivestimento in polimero sintetico
- Stampino con forma anatomica
- Design del polsino: il design con bordino, affusolato e testurizzato riduce l'arrotolamento del polsino
- Spessore al dito: 0,20 mm
- Lunghezza: (per EN 455-2, taglia 7.5): 286 mm
- Colore: marrone chiaro
- Grip: liscio

Informazioni per gli ordini


Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MSG5855	5 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5860	6	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5865	6 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5870	7	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5875	7 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5880	8	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5885	8 ½	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione
MSG5890	9	50 paia/dispenser, 200 paia/confezione

Raccomandato per l'utilizzo in

- Chirurgia Generale, Neurochirurgia, vascolare e plastica

Norme e standard di qualità

- Conforme alla ISO13485
- Dispositivo Medico di classe IIa: conforme al Regolamento sui Dispositivi Medici 93/42/EEC
- Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria, conforme al Regolamento sui DPI (EU) 2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it

Il guanto è un dispositivo medico di classe IIa sterile destinato all'utilizzo di professionisti sanitari. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML574_IT 03/2024