

# Signature Latex Micro

Steriele en poedervrije latex chirurgische handschoenen



- Formule met natuurrubberlatex
  - **Let op:** Veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld
  - **Let op:** Dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
- Poedervrij ontwerp helpt om huidirritatie door poeder en postoperatieve complicaties die geassocieerd worden met granulomen te voorkomen
- Exclusieve Medline SH8 handschoenmal met aparte duim zorgt voor een anatomische pasvorm en meer natuurlijke beweging in de vingers, duim en handpalm
- Dunner dan Signature Latex Essential chirurgische handschoenen voor verbeterde tastgevoeligheid
- Uitstekende keuze als buitenste handschoen bij het dragen van twee paar handschoenen

## Specificaties

- Afwezigheid van gaten per EN455-1: AQL 0.65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Manchet ontwerp: gepareld, taps toelopend en getextureerd om afrollen te verminderen
- Vingertop dikte: 0,20 mm
- Lengte: (per EN 455-2, maat 7.5): 286 mm
- Kleur: Lichtbruin
- Textuur: glad

## Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG5855	5 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5860	6	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5865	6 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5870	7	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5875	7 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5880	8	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5885	8 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG5890	9	50 paar/doos, 200 paar/omdoos

## Aanbevolen voor gebruik bij

- Algemene, neuro-, vasculaire, plastische en oogchirurgie


## Regelgeving en kwaliteitsnormen

- EN ISO 13485 conform
- Medisch hulpmiddel van klasse IIa; voldoet aan de Medical Device Directive 93/42/EEC
- Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III; in overeenstemming met PPE-regulatie (EU) 2016/425



Deze handschoen is een steriel medisch hulpmiddel van klasse IIa, bestemd om te worden gebruikt door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML574\_NL 02/2024



**Meer informatie.** Neem contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)