

Signature Latex Micro

Luvas cirúrgicas de látex sem pó esterilizadas



- Feitas de látex de borracha natural
 - **Atenção:** Não foi possível determinar se estas luvas podem ser usadas por indivíduos com sensibilidade ao látex
 - **Atenção:** Este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas
- O facto de não terem pó ajuda a reduzir a irritação cutânea relacionada com o pó e complicações pós-operatórias associadas a granulomas
- O molde exclusivo das luvas Medline SH8 com polegar independente permite um ajuste anatómico e um movimento mais natural dos dedos, do polegar e da palma da mão
- Luvas cirúrgicas mais finas do que as luvas cirúrgicas Signature Latex Essential para maior sensibilidade tátil
- Excelente escolha como luva exterior quando usar luvas duplas

Especificações

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN455-1: AQL 0,65
- Revestimento de polímero sintético
- Desenho do molde anatómico
- Desenho do punho: Punho frisado, cônico e texturizado para evitar rodar
- Espessura dos dedos: 0,20 mm
- Comprimento: (per EN 455-2, Tamanho 7.5): 286 mm
- Color: castanho claro
- Textura: suave

Informações de encomenda


Referência	Tamanho	Embalagem
MSG5855	5 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5860	6	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5865	6 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5870	7	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5875	7 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5880	8	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5885	8 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG5890	9	50 pares/caixa, 200 pares/emb.

Utilização recomendada em

- Cirurgia geral, neurocirurgia, vascular, plástica e oftalmologia

Regulamentos e normas de qualidade

- Em conformidade com ISO 13485
- Dispositivo médico de Classe IIa; em conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos 93/42/EEC
- Equipamento de proteção individual Categoria III, em conformidade com o Regulamento PPE (UE) 2016/425



Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt

Esta luva é um dispositivo médico de classe IIa estéril, destinado ao uso por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML574_PT 02/2024