

# Signature™ Latex OR

## Interventioneller Latex OP-Handschuh



- Aus Naturkautschuklatex
  - Mit höchstens 50 µg/g wasserextrahierbarem Protein
  - **Achtung:** Der sichere Gebrauch dieser Handschuhe durch auf Latex sensibel reagierende Personen wurde nicht nachgewiesen. Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das zu allergischen Reaktionen, einschließlich eines anaphylaktischen Schocks führen kann.
- Puderfrei, um puderassoziierten Komplikationen vorzubeugen
- Vielseitig einsetzbar, steril, puderfrei
- Platzsparendes, gefaltetes Verpackungsdesign

### Spezifikationen

- Qualität gemäß EN 455-1: AQL 0,65
- Materialdicke am Finger: 0,22 mm
- Länge (per EN 455-2, Größe 7.5): 289 mm
- Farbe: Creme
- Griffbarkeit: Mikrotextur
- Handschuhform-Design: Anatomisch, gebogen zur Vermeidung von Handermüdung
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen

### Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG7255	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG7260	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG7265	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG7270	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG7275	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG7280	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG7285	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG7290	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

### Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemein Chirurgie

### Qualitätsrichtlinien

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung MDR (EU) 2017-745
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



**Mehr erfahren.** Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



STERILE R



EC REP

©BM Medical  
Collamore House, Collamore  
Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland

Dieser Handschuh ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1164\_DE 11/2023