

Signature Latex OR

Guantes quirúrgicos de intervención de látex



- Fabricados con látex de caucho natural
 - Contiene 50µg/g o menos de proteína extraíble con agua
 - **Precaución:** No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en personas con sensibilidad al látex
 - **Precaución:** Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- Libre de polvo para evitar complicaciones relacionadas con el polvo
- Una opción de látex, libre de polvo, estéril y versátil
- Envase plegado que ahorra espacio

Especificaciones

- Ausencia de agujeros, según EN 455-1: AQL 0,65
- Grosor en dedos: 0,22 mm
- Longitud: 289 mm
- Color: crema
- Adherencia: microtexturizado
- Diseño anterior (molde): anatómico, curvado para reducir la fatiga de la mano
- Diseño del puño: con borde y ajustado para reducir el deslizamiento

Información sobre pedidos

Referencia	Tamaño	Invasado
MSG7255	5 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7260	6	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7265	6 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7270	7	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7275	7 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7280	8	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7285	8 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7290	9	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7295	9 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja

Recomendado para el uso en

- Cirugía general

Normativas y normas de calidad

- Fábrica conforme a la norma EN ISO 13485
- Producto sanitario de clase IIa, estéril; conforme con la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios
- Equipo de protección individual Categoría III; conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



HBM Medical
Coliemore House, Coliemore Road,
Dalkey, Co. Dublin, Irlanda

Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es

Este guante es un producto sanitario estéril de clase IIa destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1164_ES 06/2021