

Signature™ Latex OR

Guantes quirúrgicos de intervención de látex



- Fabricados con látex de caucho natural
 - Contiene 50ug/g o menos de proteína extraíble con agua
 - **Precaución:** No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en personas con sensibilidad al látex
 - **Precaución:** Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- Libre de polvo para evitar complicaciones relacionadas con el polvo
- Una opción de látex, libre de polvo, estéril y versátil
- Envase sellado que ahorra espacio

Especificaciones

- Ausencia de agujeros, según EN 455-1: AQL 0,65
- Grosor en dedos: 0,22 mm
- Longitud (per EN 455-2, Tamaño 7.5): 289 mm
- Color: crema
- Adherencia: microtexturizado
- Diseño anterior (molde): anatómico, curvado para reducir la fatiga de la mano
- Diseño del puño: con borde y ajustado para reducir el deslizamiento

Información sobre pedidos

Referencia	Tamaño	Invasado
MSG7255	5 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7260	6	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7265	6 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7270	7	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7275	7 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7280	8	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7285	8 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG7290	9	50 pares/dispensador, 200 pares/caja

Recomendado para el uso en

- Cirugía general

Normativas y normas de calidad

- Fábrica conforme a la norma EN ISO 13485
- Producto sanitario de clase IIa, estéril; conforme con la Directiva MDR (EU) 2017-745 relativa a productos sanitarios
- Equipo de protección individual Categoría III; conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



STERILE R



EC REP

EBM Medical
Collamore House, Collamore
Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland

Este guante es un producto sanitario estéril de clase IIa destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1164_ES 11/2023

Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es