

# Signature™ Latex OR

## Gant d'intervention en latex



- Fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  - Contient 50 ug/g ou moins de protéines extractibles par l'eau
  - **Attention :** L'utilisation sûre de ces gants par ou sur des individus sensibles au latex n'a pas été établie
  - **Attention :** Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques, voire un choc anaphylactique
- Gants non-poudrés afin d'éviter les complications liées aux particules de poudre
- Un gant polyvalent et stérile: une option en latex sans poudre
- Un packaging compact pour un gain de place

### Caractéristiques

- Détection des trous, selon la norme EN 455-1: NQA 0.65
- Épaisseur en bout de doigt: 0,22 mm
- Longueur (per EN 455-2, taille 7.5): 289 mm
- Couleur: crème
- Surface: microtexturée
- Design du Moule: anatomique et incurvée pour réduire la fatigue des mains
- Design de la manchette: conique et roulée afin d'empêcher le glissement du gant

### Informations produit

Référence	Taille	Conditionnement
MSG7255	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG7260	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG7265	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG7270	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG7275	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG7280	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG7285	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG7290	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

### Recommandation d'utilisation

- Chirurgie générale

### Réglementation et normes de qualité

- Conforme à la norme EN ISO 13485
- Dispositif médical stérile de classe IIa ; conforme à la Directive relative aux Dispositifs Médicaux MDR (EU) 2017-745
- Équipement de Protection Individuelle de catégorie III ; conforme à la Réglementation (UE) relative aux EPI 2016/425



**En savoir plus.** Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



STERILE R



EC REP

©BM Medical  
Collamore House, Collamore  
Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland

Ce gant est un dispositif médical stérile de classe IIa destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1164\_FR 11/2023