

Signature Latex OR

Guanto chirurgico in lattice



- Realizzato in lattice di gomma naturale
 - Contiene 50µg/g o meno di proteine estraibili in acqua
 - **Attenzione:** L'uso sicuro di questi guanti da parte o su persone sensibili al lattice non è stato stabilito
 - **Attenzione:** Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche, compresa quella anafilattica
- Depolverati, allo scopo di evitare complicazioni connesse all'utilizzo della polvere
- Un'opzione in lattice versatile, sterile e senza polvere
- Con una confezione dal design ripiegato e salvaspazio

Specifiche

- Privo di microfori, secondo EN 455-1: AQL 0.65
- Spessore al polpastrello: 0.22 mm
- Lunghezza 289 mm
- Colore: Crema
- Superficie dei polpastrelli: microtesturizzata
- Modellati sulla mano con un design anatomico e curvo, in modo da ridurre la stanchezza della mano stessa
- Con polsino realizzato in modo affusolato ed in rilievo per evitarne l'arrotolamento

Informazioni per l'ordine

| Codice prodotto | Taglia | Confezionamento |
|-----------------|--------|--------------------------------------|
| MSG7255 | 5 ½ | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7260 | 6 | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7265 | 6 ½ | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7270 | 7 | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7275 | 7 ½ | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7280 | 8 | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7285 | 8 ½ | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7290 | 9 | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |
| MSG7295 | 9 ½ | 50 paia/scatola, 200 paia/confezione |

Consigliato per l'uso in

- Chirurgia generale

Normative e standard di qualità

- Produttore conforme EN ISO 13485
- Dispositivo medico sterile di classe IIa; conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE
- Dispositivo di protezione individuale di categoria III; conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it



Questi guanti sono dispositivi medici sterili di Classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1164_IT 07/2021