

Signature™ Latex OR

Guanto chirurgico in lattice



- Realizzato in lattice di gomma naturale
 - Contiene 50ug/g o meno di proteine estraibili in acqua
 - **Attenzione:** L'uso sicuro di questi guanti da parte o su persone sensibili al lattice non è stato stabilito
 - **Attenzione:** Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche, compresa quella anafilattica
- Depolverati, allo scopo di evitare complicazioni connesse all'utilizzo della polvere
- Un'opzione in lattice versatile, sterile e senza polvere
- Con una confezione dal design ripiegato e salvaspazio

Specifiche

- Privo di microfori, secondo EN 455-1: AQL 0.65
- Spessore al polpastrello: 0.22 mm
- Lunghezza (per EN 455-2, taglia 7.5): 289 mm
- Colore: Crema
- Superficie dei polpastrelli: microtesturizzata
- Modellati sulla mano con un design anatomico e curvo, in modo da ridurre la stanchezza della mano stessa
- Con polsino realizzato in modo affusolato ed in rilievo per evitarne l'arrotolamento

Informazioni per l'ordine

Codice prodotto	Taglia	Confezionamento
MSG7255	5 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG7260	6	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG7265	6 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG7270	7	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG7275	7 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG7280	8	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG7285	8 ½	50 paia/scatola, 200 paia/confezione
MSG7290	9	50 paia/scatola, 200 paia/confezione

Consigliato per l'uso in

- Chirurgia generale

Normative e standard di qualità

- Produttore conforme EN ISO 13485
- Dispositivo medico sterile di classe IIa; conforme alla direttiva sui dispositivi medici MDR (EU) 2017-745
- Dispositivo di protezione individuale di categoria III; conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it



STERILE R



EC REP

©BM Medical
Collamore House, Collamore
Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland

Questi guanti sono dispositivi medici sterili di Classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1164_IT 11/2023