

# Signature™ Latex OR

Interventionele latex chirurgische handschoen



- Gemaakt van natuurrubberlatex
  - Bevat 50ug/g of minder wateroplosbare proteïnen
  - **Let op:** Veilig gebruik van deze handschoenen bij personen gevoelig of allergisch voor latex is niet vastgesteld
  - **Let op:** Dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylactische shock
- Poedervrij om poeder gerelateerde complicaties te voorkomen
- Een veelzijdige, steriele, poedervrije latexoptie
- Ruimtebesparende opgevouwen verpakking

## Specificaties

- Afwezigheid van gaten, volgens EN 455-1: AQL 0.65
- Vingerdikte: 0,22 mm
- Lengte (per EN 455-2, maat 7.5): 289 mm
- Kleur: crème
- Grip: microtextuur
- Mal ontwerp: anatomisch, gebogen om handvermoeidheid tegen te gaan
- Manchet ontwerp: taps toelopend om oprollen te voorkomen

## Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG7255	5 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG7260	6	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG7265	6 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG7270	7	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG7275	7 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG7280	8	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG7285	8 ½	50 paar/doos, 200 paar/omdoos
MSG7290	9	50 paar/doos, 200 paar/omdoos

## Aanbevolen voor gebruik in

- Algemene chirurgie

## Regelgeving en kwaliteitsnormen

- In overeenstemming met EN ISO 13485
- Klasse IIa steriel medisch hulpmiddel; in overeenstemming met Medische Hulpmiddel Richtlijn MDR (EU) 2017-745
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen; in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425



STERILE R



EC REP

EBM Medical  
Collamore House, Collamore  
Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland

**Voor meer informatie:** Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

Deze handschoen is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1164\_NL 11/2023