

Signature™ Latex OR

Luvas cirúrgicas de intervenção em látex



- Feitas de látex de borracha natural
 - Contém 50ug/g ou menos de proteína extractável com água
 - **Cuidado:** A utilização segura destas luvas por ou em indivíduos com sensibilidade ao látex não foi determinada
 - **Cuidado:** Este produto contém látex de borracha natural que podem provocar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas
- Sem pó para evitar complicações associadas ao pó
- Opção de látex versátil, estéril e sem pó
- Design de embalagem dobrado que poupa espaço

Especificações

- Ausência de orifícios, segundo a EN 455-1: AQL 0.65
- Espessura dos dedos: 0,22 mm
- Comprimento (per EN 455-2, tamanho 7.5): 289 mm
- Cor: creme
- Aderência: microtexturada
- Design do molde: anatómico, curvado para reduzir a fadiga das mãos
- Design de punho cónico e frisado para reduzir o descaimento

Informações de encomenda

Referência	Tamanho	Embalagem
MSG7255	5 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG7260	6	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG7265	6 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG7270	7	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG7275	7 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG7280	8	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG7285	8 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa
MSG7290	9	50 pares/dispensador, 200 pares/caixa

Utilização recomendada em

- Cirurgia Geral

Regulamentos e normas de qualidade

- Conformidade EN ISO 13485 de fábrica
- Dispositivo médico estéril Classe IIa; em conformidade com a Diretiva MDR (EU) 2017-745 relativa aos dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual



STERILE R



EC REP

©BM Medical
Collamore House, Collamore
Road, Dalkey, Co. Dublin, Ireland

Esta luva é um dispositivo médico classe IIa estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1164_PT 11/2023

Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt