



SIGNATURE LATEX ESSENTIAL

STERILE, PUDERFREIE OP-HANDSCHUHE AUS LATEX

- Hergestellt aus natürlichem Latex
 - **Achtung:** Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet
 - **Achtung:** Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Exklusive Medline SH8 Handschuhform mit unabhängigem Daumendesign, für anatomische Passform und natürlichere Bewegung von Fingern, Daumen und Handfläche
- Dünner als die Signature Latex OP-Handschuhe, für verbesserte Tastempfindlichkeit
- Stulpe mit Rollrand verringert das Herunterrutschen

SPEZIFIKATIONEN:

- Frei von Löchern gemäß EN 455: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpendesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,21 mm
- Handschuhlänge: entspricht EN 455-2:2015
- Farbe: Creme
- Griffigkeit: untexturiert

Artikelnummer	Größe	VE
MSG5955	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5960	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5965	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5970	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5975	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5980	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5985	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5990	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

Empfohlen für die Benutzung in:

Allgemeinchirurgie

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG - Klasse IIa
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III nach 89/686/EWG



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de