



SIGNATURE LATEX ESSENTIAL

GANT DE CHIRURGIE STERILE EN LATEX, SANS POUVRE

- Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel
 - **Précaution:** l'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie
 - **Précaution:** ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
- Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume
- Plus fin que le gant Signature Latex pour améliorer la sensibilité tactile
- Manchette à bord roulé qui permet de réduire l'effet de glissement

Référence	Taille	Conditionnement
MSG5955	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5960	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5965	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5970	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5975	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5980	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5985	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG5990	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Recommandations d'utilisation:

Chirurgie Générale

Directives et Normes de Qualité

- Certifié EN ISO 13485
- Dispositif Medical de Classe IIa selon la Directive 93/42/EEC
- Certifié Equipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC

SPECIFICITES:

- Détection des trous par EN 455 : NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule : anatomique
- Aucun résidus d'accélérateurs
- Manchette : à bord roulé et conique afin d'éviter le glissement
- Epaisseur en bout de doigt : 0.21 mm
- Longueur: Conforme à EN 455-2
- Couleur : crème
- Surface : lisse



Pour en savoir plus, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site www.medline.eu/fr