



SIGNATURE LATEX ESSENTIAL

STERIELE LATEX POEDERVRIJE CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

- Gemaakt van natuurrubberlatex
 - **Let op:** veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld
 - **Let op:** dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
- Poedervrij ontwerp helpt om huidirritatie door poeder en postoperatieve complicaties die geassocieerd worden met granulomen te voorkomen
- Exclusieve Medline SH8 handschoenmal met aparte duim zorgt voor een anatomische pasvorm en meer natuurlijke beweging in de vingers, duim en handpalm
- Dunner dan Signature Latex chirurgische handschoenen voor verbeterde tastgevoeligheid
- Gerold manchet ontwerp vermindert oprollen

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG5955	5 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5960	6	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5965	6 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5970	7	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5975	7 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5980	8	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5985	8 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5990	9	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos

Aangeraden voor gebruik bij:

Algemene chirurgie

Voorschriften en kwaliteitsnormen

- Gecertificeerd volgens EN ISO 13485
- Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC - Klasse IIA
- Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEC - Categorie III

SPECIFICATIES:

- Afwezigheid van gaten per EN 455: AQL 0.65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu van versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopend en gerold
- Vingertop dikte: 0.21 mm
- Handschoen lengte conform EN 455-2:2015
- Kleur: crème
- Grip: glad



Om meer over onze producten te weten te komen, neem contact op met uw medline vertegenwoordiger of kijk op www.medline.eu/nl