



SIGNATURE LATEX GREEN CON ALOE VERA

GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DE LÁTEX SIN POLVO

- Fabricado con látex de caucho natural
- - **Precaución:** no se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en individuos sensibilizados al látex
- - **Advertencia:** este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- Tecnología hidratante Aloetouch®
- Primera tecnología de guantes médicos terapéuticos del mundo
- Clínicamente ensayados para hidratar la piel
 - Contiene gel de aloe vera liofilizado 100% puro en el revestimiento interior
 - Facilita el calzado además de hidratar sus manos
- Guantes sin polvo con revestimiento interno de polímero sintético para facilitar el calzado aún con las manos húmedas
- El color verde oscuro permite la detección rápida de perforaciones en el guante exterior
- Ideal para utilizar con técnica de doble enguantado en procedimiento cardíacos, traumatológicos, ortopédicos y de alto riesgo

Referencia	Talla	Invasado
MSG5555	5 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5560	6	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5565	6 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5570	7	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5575	7 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5580	8	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5585	8 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5590	9	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja

Recomendado su uso en:

Ideal para utilizar con técnica de doble enguantado en procedimiento cardíacos, traumatológicos, ortopédicos y de alto riesgo

Regulaciones y Estándares de Calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

ESPECIFICACIONES:

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores
- Diseño del Puño: Anatómico y con reborde para evitar rodar hacia abajo.
- Grosor en Dedos: 0.20 mm
- Longitud del guante conforme a normativa EN455-2
- Color: Verde Oscuro
- Textura: Suave



Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en www.medline.eu/es