



SIGNATURE LATEX GREEN CON ALOE VERA

GUANTO CHIRURGICO STERILE LATEX FREE

- Composto da lattice di gomma naturale
 - **Attenzione:** L'utilizzo sicuro di questi guanti non è stato definito su persone già sensibilizzate al lattice
 - **Attenzione:** il prodotto contiene lattice di gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico
- Tecnologia Aloetouch® idratante
 - Il primo guanto al mondo con funzione terapeutica, clinicamente testato per l'idratazione della cute
 - Contiene il 100% di gel di aloe vera ricongelato e liofilizzato sulla superficie interna
 - Agevola la calzatura oltre che idratare le tue mani
- Depolverato e rivestito internamente con polimero sintetico che aiuta in fase di calzatura. Il bordo del polsino riduce l'arrotolamento
- Colore verde scuro per facilitare l'individuazione di perforazioni sulla superficie esterna del guanto
- Ideale per il double gloving nella chirurgia cardiaca, traumatologica, ortopedica e procedure ad alto rischio

Codice	Taglia	Confezionamento
MSG5555	5 ½	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione
MSG5560	6	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione
MSG5565	6 ½	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione
MSG5570	7	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione
MSG5575	7 ½	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione
MSG5580	8	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione
MSG5585	8 ½	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione
MSG5590	9	50 Paia/Dispenser, 200 Paia/Confezione

Raccomandazioni d'uso

Ideale come sottoguanto nella chirurgia cardiaca, traumatologica, ortopedica e nelle procedure ad alto rischio

Normative e standard di qualità

- Sistema di gestione della qualità certificato secondo EN ISO 13485
- Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE Classe IIa
- Direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale 89/686/CEE Categoria III

Caratteristiche:

- Assenza di fori secondo la EN 455-1 con un AQL 0,65
- Rivestimento in polimero sintetico
- Stampino con forma anatomica
- No residui di acceleratori
- Design del polsino: Arrotolato e bordato per evitare arrotolamento
- Spessore al dito: 0.20mm
- Lunghezza guanto in accordo alla EN 455-2
- Colore: verde
- Grip: liscio



Per saperne di più contattate il vostro referente Medline di zona o visitate il sito www.medline.eu/it