



SIGNATURE LATEX

STERILE, PUDERFREIE OP-HANDSCHUHE AUS LATEX

- Hergestellt aus natürlichem Latex
 - **Achtung:** Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet
 - **Achtung:** Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Exklusive Medline SH8 Handschuhform mit unabhängigem Daumendesign, für anatomische Passform und natürlichere Bewegung von Fingern, Daumen und Handfläche
- Stulpe mit Rollrand verringert das Herunterrutschen

Artikelnummer	Größe	VE
MSG5455	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5460	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5465	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5470	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5475	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5480	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5485	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG5490	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

Empfohlen für die Benutzung in:


Allgemeinchirurgie

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG - Klasse IIa
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III nach 89/686/EWG

SPEZIFIKATIONEN:

- Frei von Löchern gemäß EN 455: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,23 mm
- Handschuhlänge: entspricht EN 455-2:2015
- Farbe: Hellbraun
- Griffigkeit: untexturiert



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de