



# SIGNATURE LATEX

## STERIELE & POEDERVRIJE LATEX CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

- Gemaakt van natuurrubberlatex
  - **Let op:** veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld
  - **Let op:** dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
- Poedervrij ontwerp helpt om huidirritatie door poeder, en postoperatieve complicaties die geassocieerd worden met granulomen te voorkomen
- Exclusieve Medline SH8 handschoenmal met aparte duim zorgt voor een anatomische pasvorm en meer natuurlijke beweging in de vingers, duim en handpalm
- Gerold manchet ontwerp verminderd oprollen

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG5455	5 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5460	6	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5465	6 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5470	7	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5475	7 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5480	8	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5485	8 ½	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5490	9	50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos

**Aangeraden voor gebruik bij:**  
Algemene chirurgie

### Voorschriften en kwaliteitsnormen

- Gecertificeerd volgens EN ISO 13485
- Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC - Klasse IIA
- Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEC - Categorie III

### SPECIFICATIES:

- Afwezigheid van gaten per EN 455: AQL 0.65
- Synthetische polymeercoating
- Vormer (mal) ontwerp: anatomisch
- Geen residu van versnellers
- Manchet ontwerp: taps toelopen en gerold
- Vingertop dikte: 0.23 mm
- Handschoenlengte (conform EN 445-2, maat 7.5): 305 mm
- Kleur: lichtbruin
- Grip: smooth