



# SIGNATURE LATEX ORTHO

## GANT DE CHIRURGIE STERILE EN LATEX, SANS POUVRE

- Fabriqué à base de latex de caoutchouc naturel
  - **Précaution:** l'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie
  - **Précaution:** ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques
- Sans poudre, il aide à réduire les irritations de la peau liées à la poudre ainsi que les complications post-opératoires associées aux granulomes
- Moule Medline breveté SH8 avec un pouce indépendant permettant un ajustement anatomique et un mouvement plus naturel entre les doigts, le pouce et la paume
- Plus épais qu'un gant de chirurgie en latex standard, il permet d'avoir une protection accrue pour les interventions très risquées, ainsi qu'en traumatologie et en orthopédie
- Revêtement interne en polymère synthétique pour faciliter l'enfilage des gants

Référence	Taille	Conditionnement
MSG5660	6	50 Paires/Boîte, 200 Paires/Carton
MSG5665	6 ½	50 Paires/Boîte, 200 Paires/Carton
MSG5670	7	50 Paires/Boîte, 200 Paires/Carton
MSG5675	7 ½	50 Paires/Boîte, 200 Paires/Carton
MSG5680	8	50 Paires/Boîte, 200 Paires/Carton
MSG5685	8 ½	50 Paires/Boîte, 200 Paires/Carton
MSG5690	9	50 Paires/Boîte, 200 Paires/Carton

### Recommandations d'utilisation:

Chirurgie Orthopédique

### Directives et Normes de Qualité

- Certifié EN ISO 13485
- Dispositif Medical de Classe IIa selon la Directive 93/42/EEC
- Certifié Equipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC

### SPECIFICITES

- Détection des trous par EN 455: NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule: anatomique
- Pas de résidus d'accélérateurs
- Manchette: à bord roulé et conique afin d'éviter le glissement
- Epaisseur en bout de doigt: 0.31 mm
- Longueur: conforme à EN 455-2
- Couleur: marron
- Surface: lisse



Pour en savoir plus, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)