



SIGNATURE LATEX ORTHO

GUANTO CHIRURGICO STERILE LATEX FREE

- Composto da lattice di gomma naturale
 - **Attenzione:** L'utilizzo sicuro di questi guanti non è stato definito su persone già sensibilizzate al lattice
 - **Attenzione:** il prodotto contiene lattice di gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico
- L'assenza di polvere riduce le complicanze legate all'irritazione cutanea e complicazioni post operatorie associate a granulomi
- L'esclusivo stampino Medline con il pollice indipendente consente una tenuta anatomica e movimenti delle dita e del palmo più naturali
- Più spesso del guanto chirurgico Signature Latex standard grazie ad una maggior protezione garantita durante le procedure ad alto rischio, negli interventi di traumatologia e ortopedici
- Rivestito in polimero per una semplicissima calzatura

Caratteristiche:

- Assenza di fori secondo la EN 455-1 con un AQL 0,65
- Rivestimento in polimero sintetico
- Stampino con forma anatomica
- No residui di acceleratori
- Design del polsino: Arrotolato e bordato per evitare arrotolamento
- Spessore al dito: 0.31mm
- Lunghezza guanto in accordo alla EN 455-2
- Colore: marrone
- Grip: liscio

Codice	Taglia	Confezionamento
MSG5660	6	50 Paia/Dispenser, 200Paia/Confezione
MSG5665	6 ½	50 Paia/Dispenser, 200Paia/Confezione
MSG5670	7	50 Paia/Dispenser, 200Paia/Confezione
MSG5675	7 ½	50 Paia/Dispenser, 200Paia/Confezione
MSG5680	8	50 Paia/Dispenser, 200Paia/Confezione
MSG5685	8 ½	50 Paia/Dispenser, 200Paia/Confezione
MSG5690	9	50 Paia/Dispenser, 200Paia/Confezione

Raccomandazioni d'uso

Chirurgia Ortopedica

Normative e standard di qualità

- Sistema di gestione della qualità certificato secondo EN ISO 13485
- Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE Classe IIa
- Direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale 89/686/CEE Categoria III



Per saperne di più contattate il vostro referente Medline di zona o visitate il sito www.medline.eu/it