



SIGNATURE LATEX ORTHO

LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX SEM PÓ ESTERILIZADAS

- Tecnologia de látex de borracha natural
 - **Atenção:** não foi possível determinar se estas luvas podem ser usadas por indivíduos com sensibilidade ao látex
 - **Atenção:** este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas
- O facto de não terem pó ajuda a reduzir a irritação cutânea relacionada com o pó e complicações pós-operatórias associadas a granulomas
- O molde exclusivo das luvas Medline SH8 com polegar independente permite um ajuste anatómico e um movimento mais natural dos dedos, do polegar e da palma da mão
- Luvas cirúrgicas mais grossas do que as luvas cirúrgicas normais para maior proteção durante procedimentos de alto risco, traumatologia e ortopedia
- Revestimento interno com polímero sintético para um calçar das luvas sem esforço

Referência	Tamanho	Embalagem
MSG5660	6	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG5665	6 ½	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG5670	7	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG5675	7 ½	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG5680	8	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG5685	8 ½	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG5690	9	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares

Recomendado para uso em:

Cirurgia ortopédica e traumatologia

Regulamentos e normas de qualidade

- Certificadas com a EN ISO 13485
- Diretiva relativa aos dispositivos médicos 93/42/EEC, Classe IIa
- Diretiva "Equipamento de proteção individual" 89/686/EEC, Categoria III

ESPECIFICAÇÕES:

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN 455: AQL 0,65
- Revestimento de polímero sintético
- Desenho do molde anatómico
- Sem resíduos de aceleradores
- Desenho do punho: cónico com rebordo para reduzir o deslizamento
- Espessura da ponta dos dedos: 0,31 mm
- Comprimento das luvas: em conformidade com a norma EN 455-2
- Color: castanho
- Textura suave



Para mais informação, entre em contacto com o representante da Medline ou consulte a nossa página Web em www.medline.eu/pt