

# Hautmarkierungsstift ohne Gentianaviolett (Enzianfarbstoff)



## Erhöht die Patientensicherheit

2021 wies die [Internationale Agentur für Krebsforschung \(IARC\)](#), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf potenzielle krebserregende Risiken von Gentianaviolett hin. Als Antwort darauf hat Medline einen Hautmarkierungsstift ohne Gentianaviolett entwickelt, der die Markierung der Operationsstelle einfacher und sicherer macht.\*

### Vorteile

- Geeignet für alle Hauttöne
- Ungiftig, nicht schmierend und nicht reizend
- Konstanter Tintenfluss, der eine eindeutige Kennzeichnung ermöglicht
- Für den einmaligen Gebrauch bestimmt
- Erhältlich mit normaler Spitze, feiner Spitze oder kombinierter dualer Spitze



### Zubehör

Erhältlich mit einem 15 cm langen Lineal für präzise Markierungen

### Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	Artikelnummer
SM01	Hautmarkierungsstift; dunkelblau, normale Spitze, mit Lineal	50 Stück/Karton	NS-SM01 (ohne Lineal)
SM03	Hautmarkierungsstift; dunkelblau, feine Spitze, mit Lineal	50 Stück/Karton	NS-SM03 (ohne Lineal)
SMD02	Hautmarkierungsstift; dunkelblau, duale Spitze, mit Lineal	100 Stück/Karton	NS-SMD02 (ohne Lineal)

### Best Practice

Um das beste Resultat zu erzielen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Haut des Patienten sollte vor dem Markieren nicht fettig sein
- Anwendung auf trockener und unverletzter Haut



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code. Sie können sich auch jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

\*[1]IARC Monographs Volume 129 Working Group (2021). Carcinogenicity of gentian violet, leucogentian violet, malachite green, leucomalachite green, and CI Direct Blue 218. Lancet Oncol. Published online 25 March 2021; [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(21\)00178-9](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00178-9)

Die Hautmarkierungsstifte sind Medizinprodukte der Klasse I.

SM0x und SMD02 werden steril geliefert. Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaurenault, France 2797

NS-SM0x und NS-SMD02 werden nicht steril geliefert. Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaurenault, France

Die in dieser Broschüre aufgeführten Medizinprodukte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1345\_DE 07/2023