

Marqueur cutané sans violet de gentiane

Accroître la sécurité des patients



En 2021, le [Centre international de recherche sur le cancer \(IARC\)](#), qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a mis en évidence les potentiels risques cancérigènes du violet de gentiane. En conséquence, Medline a développé un marqueur cutané sans violet de gentiane pour le marquage aisé et sûr des sites chirurgicaux.

Ça vous intéresse ?



Sécurité et standardisation améliorées

Conforme à la norme de la Joint Commission (JCAHO) en matière de sites chirurgicaux corrects

Avantages et caractéristiques

- Convient à toutes les nuances de peau
- Non toxique, non salissant et non irritant
- Facilite un marquage clair grâce à un flux d'encre constant
- Destiné à un usage unique
- Disponible avec pointe classique, fine ou double



Valeur ajoutée !
Disponible avec une règle de 15 cm pour un marquage plus précis

Informations de commande

Référence	Description	Conditionnement	Référence du conditionnement
SM01	Marqueur cutané ; bleu foncé, pointe classique, avec règle	50 unités/carton	NS-SM01 (sans règle)
SM03	Marqueur cutané ; bleu foncé, pointe fine, avec règle	50 unités/carton	NS-SM03 (sans règle)
SMD02	Marqueur cutané ; bleu foncé, pointe double, avec règle	100 unités/carton	NS-SMD02 (sans règle)

Bonnes pratiques

Pour garantir des résultats optimaux, vérifiez ce qui suit :

- La peau du patient n'est pas grasse avant utilisation du marqueur
- Utiliser sur une peau sèche et intacte



Pour plus d'informations, scannez le code QR, contactez votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web à l'adresse www.medline.eu/fr

Les marqueurs cutanés sont des dispositifs médicaux de classe I.

SM0x et SMD02 sont fournis stériles. Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France 2797

NS-SM0x et NS-SMD02 sont fournis non stériles. Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France

Les dispositifs médicaux mentionnés dans cette brochure sont destinés à être utilisés par des professionnels de la santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1345_FR 05/2023